



Trabajo Final Integrador

Análisis de Electrocardiograma


Grupo 8 - Felicitas, Angelina, Marisa, Melina, Alma

Fecha de Entrega: estimativo 10/06

- ¿Qué es un ECG?

Un electrocardiograma, también llamado ECG o EKG, de 12 derivaciones, es una prueba simple no invasiva que registra la actividad eléctrica del corazón.

<https://www.physio-pedia.com/Electrocardiogram>



Consignas

- Código genérico (que procese cualquier registro o estudio)
- A realizar en cualquier IDE

Librería a utilizar obligatoriamente: sleepecg

<https://sleepecg.readthedocs.io/en/stable/>

N = normal

A = arritmia

Apartado 3

- Se calcula el promedio para sacar la línea base
- NO considerar el intervalo entre el pulso (sin matar parte de la señal)

La biblioteca `sleepecg` de Python está diseñada para trabajar con **señales de electrocardiograma (ECG)**, especialmente en el contexto del **análisis del sueño**. Es útil para investigadores y profesionales que trabajan con polisomnografía o estudios del sueño y desean extraer información del ECG.

¿Qué hace `sleepecg`?

`sleepecg` permite:

- **Procesar registros de ECG**, típicamente extraídos de estudios de sueño (como los del PhysioNet).
- **Detectar latidos (R-peaks)** en una señal de ECG.
- **Calcular el intervalo RR** (el tiempo entre dos latidos consecutivos).
- **Interpolar series RR** para análisis espectral o del sistema nervioso autónomo.
- **Clasificar latidos anómalos** (ej. latidos ectópicos).
- Realizar **análisis de variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV)**.

Funciones principales de `sleepecg`

1. `sleepegc.detect_r_peaks(signal, sampling_rate)`

Detecta los picos R en la señal de ECG, que marcan los latidos del corazón.

2. `sleepegc.compute_rr_intervals(r_peaks)`

Calcula los intervalos RR a partir de los picos R.

3. `sleepegc.clean_rr_intervals(rr_intervals)`

Filtra o corrige artefactos y latidos anormales en los intervalos RR.

4. `sleepegc.interpolate_rr(rr_intervals, time)`

Interpola los intervalos RR a una frecuencia de muestreo regular para análisis más sofisticados.

5. `sleepegc.hrv_metrics(rr_intervals)`

Calcula medidas de variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV), como:

- SDNN (desviación estándar de los RR)
- RMSSD (raíz cuadrada de la media de las diferencias cuadradas)
- pNN50, entre otras.

6. `sleepegc.load_dataset()` *(cuando trabaja con bases como PhysioNet)*

Facilita la carga de datos de ECG para estudios del sueño.

Web

<https://www.kaggle.com/code/behl1anmol/mit-bih-arrhythmia-classification> *

Lleva a un **notebook de Kaggle** titulado **"MIT-BIH Arrhythmia Classification"**. Este notebook se centra en un proyecto de **clasificación de arritmias cardíacas** utilizando el conocido dataset **MIT-BIH Arrhythmia Database**

Proyecto: Clasificación de arritmias cardíacas

Dataset utilizado:

- **MIT-BIH Arrhythmia Dataset:** Un conjunto de datos ampliamente usado en medicina y machine learning, que contiene grabaciones de ECG (electrocardiogramas) anotadas manualmente, representando distintos tipos de latidos cardíacos normales y anómalos.

Objetivo:

- Clasificar correctamente los tipos de latidos cardíacos (por ejemplo: normales, latidos prematuros ventriculares, etc.) a partir de señales de ECG.

📌 Pasos que se siguen en el notebook:

1. **Importación de librerías** necesarias (NumPy, Pandas, Scikit-learn, TensorFlow, etc.).
2. **Carga y preprocesamiento de los datos**, incluyendo la lectura de señales de ECG y anotaciones.
3. **Segmentación** de la señal para centrarse en latidos individuales.
4. **Codificación de etiquetas** para representar los diferentes tipos de latidos.
5. **Construcción del modelo de deep learning**, generalmente una red neuronal convolucional (CNN).
6. **Entrenamiento y validación del modelo** sobre los datos.
7. **Evaluación del rendimiento**, mostrando métricas como accuracy, precision y recall.
8. **Visualización de resultados**, como curvas de aprendizaje o matrices de confusión.

📊 Modelo usado:

- Típicamente se implementa una **CNN (Red Neuronal Convolucional)**, adecuada para analizar datos secuenciales como señales ECG.

- **CNN: Red Neuronal Convolucional**

Es un tipo de red neuronal artificial especialmente diseñada para trabajar con **datos con estructura espacial o temporal**, como **imágenes o señales**.

Se crea un modelo que es como una Clase

Al crear un modelo agrega una red con filtros (*Building the Model Architecture**)

Model.add() : agrega una línea a la red neuronal

Fitting the model: modificando parámetros de la red → resultado coherente (entrenar la red)

Estructura Base

Estructura general del proyecto

1. Carga y organización de archivos

Objetivo: Leer archivos `.csv` (ECG) y `.txt` (anotaciones).

- `lector_archivos.py`
 - Función para abrir archivos `.csv` con pandas.
 - Función para leer anotaciones desde `.txt`.
 - Uso del módulo `os` para navegar carpetas.

2. Clase Estudio

Objetivo: Representar un estudio completo de ECG.

- `estudio.py`
Clase `Estudio`:
 - Atributos:
 - Señal de ECG.
 - Anotaciones.
 - Frecuencia de muestreo.
 - Métodos:
 - `calcular_frecuencia_cardiaca(inicio=None, fin=None)`
 - `detectar_latidos_por_txt()`
 - `detectar_latidos_por_maximos()`
 - `detectar_latidos_sleepcg()`
 - `comparar_detecciones()`
 - `visualizar_senal_completa()`
 - `visualizar_segmento(tiempo_inicio, tiempo_fin)`

♥ 3. Clase Pulso

Objetivo: Representar un latido individual.

- `pulso.py`

Clase `Pulso` :

- Atributos:
 - Tipo: normal / anormal.
 - Datos de la señal.
- Métodos:
 - `graficar()`
 - `normalizar()`
 - `suavizar(ventana=5)`
(Usando `pandas.Series.rolling().mean()`)

🧠 4. Inteligencia artificial (IA con CNN)

Objetivo: Ejecutar y comprender el Jupyter Notebook de Kaggle indicado: [MIT-BIH Arrhythmia Classification - CNN](#)

- `analisis_ia.ipynb`
 - Descargar y adaptar el dataset.
 - Entender cada paso del código:
 - Preprocesamiento.
 - Arquitectura CNN.
 - Entrenamiento y evaluación.
 - Agregar comentarios explicativos.
 - Mostrar resultados y visualizaciones.

📁 5. Archivo principal para ejecución

Objetivo: Integrar todo el proyecto y facilitar pruebas.

- `main.py`
 - Carga del estudio.
 - Visualización de la señal.
 - Comparación de detección de pulsos.
 - Extracción y visualización de pulsos normales/anormales.
 - Ejecución de métodos de `sleepecg` .

